

Armoire de sécurité Asecos Multirisques à 4 Compartiments



Stockage sécurisé et approuvé pour toutes les familles de produits.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2323,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Armoires de sécurité multirisques - Gamme Asecos

- Une nouvelle gamme signée ASECOS...
- Plus de confort et d'ergonomie, pour cette nouvelle gamme d'armoires multirisques.
- Grande capacité de stockage
- Excellent rapport Qualité / Prix
- Un stockage parfaitement séparé des différentes catégories de produits
- La petite révolution : "L'étagère / Tiroir" En partie basse... Version "Confort"

Armoires passives avec possibilité d'adapter un caisson de ventilation et / ou de filtration optionnel

Construction Robuste et durable grâce à une conception totalement soudée étanche et indéformable.

Peinture époxy haute résistance aux agents chimiques et à la rayure.

Porte à double paroi avec poignée serrure à cylindre.

Chaque compartiment s'ouvre et se ferme individuellement.

Conduite d'air intégré pour les raccordements extérieurs (Format DN 75)

Revêtement extérieur de l'armoire en gris anthracite RAL 7016

Portes Battantes à Poignée serrure

Système d'étiquetage MultiRisk : étiquetage facile et fonctionnel pour chaque compartiment avec le système d'étiquetage disponible

Armoire Asecos Multirisques à 4 Compartiments "Confort" - ASE 80350807

1 compartiment contient 1 étagère en acier revêtue d'époxy avec 1 bac de rétention au sol zingué et 1 caillebotis zingué

2 compartiments du bas contiennent chacun 2 étagères coulissantes avec un bac PE

Dimensions 1055 x 520 x 1950 mm - Poids 75 Kg

Dimensions des compartiments 475 x 493 x 907 mm

Capacité 600 Kg (50 kg par étagère ou 15 Kg pour les étagères coulissantes)

Capacité du bac de rétention 22 Litres

Ventilation naturelle (Passive) de 9m³/h

Existe en version "Classique" sans les 2 compartiments du bas, qui contiennent chacun 2 étagères coulissantes avec un bac Polyéthylène - ASE 80350805